



Tittel: PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold
Dokumenteier: Fagsjef PRO
Prosess(er): Produsere og levere egentilvirkede legemidler

Dok.ID: SAVHF-143-1266

Gjelder fra: 01.03.2017

PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold

PROSEDYRE

DokumentID:
Versjonsnummer: {_UIVersionString}
Dokumentstatus: {_ModerationStatus}

Prosess(er):	Produsere og levere egentilvirkede legemidler
Dokumenteier:	[Dokumenteier]
Gjelder fra dato:	01.03.2017
Prosedyre utarbeidet av:	Anne Cecilie Værland
Prosedyre godkjent av:	Christer Bakke Frantzen

VEDLEGG

- Loggskjema for skifte av ABEK 1-filter i 3M helmaske



Tittel: PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold
Dokumenteier: Fagsjef PRO
Prosess(er): Produsere og levere egentilvirkede legemidler

Dok.ID: SAVHF-143-1266

Gjelder fra: 01.03.2017

1 Hensikt

Hensikten med denne prosedyren er å sikre riktig bruk av 3M helmaske 6000 serien. Masken skal brukes ved bruk av visse typer desinfeksjonsmidler slik det er beskrevet i «Rengjør LAF-enheter» og «Rengjør rene rom og tilhørende sluser».

2 Definisjoner

- 3M helmaske 6000 - serien: Maske som dekker hele ansiktet inkludert øyene og med avtakbart filter.
- ABEK 1- filter: virker mot organiske damper, uorganiske og sure gasser, samt ammoniakk.
- Desinfeksjonsmidler som krever bruk av helmaske: midler som inneholder aktivt klor eller propanol/perkloreddiksyre, eller andre typer kjemikalier der slik bruk er beskrevet i sikkerhetsdatablad.

3 Omfang og avgrensninger

Prosedyren gjelder bruk av 3M helmaske 6000 serien når man skal vaske med desinfeksjonsmidler eller bruke andre kjemikalier som krever det.

4 Ansvar

Avdelingsleder er ansvarlig for at personalet er opplært i prosedyren. Renholdspersonalet og personalet i produksjonsavdelingen er ansvarlig for at prosedyren blir fulgt ved den type arbeid som krever bruk av maske.

Avdelingsleder er ansvar for kontroll og vedlikehold av maskene. Oppgaven kan delegeres.

5 Beskrivelse / utførelse

5.1. Bruk:

Filteret må skiftes om det er mer enn 2 mnd siden sist filterskifte. Dette skal kontrolleres før masken tas i bruk, (Arbeidstilsynet: Orientering om åndredrettsvern, 3.1.2.1). Se pkt 5.2 for filterskift .

Skifte av filter skal dokumenteres. Bruk loggskjema.

Gi beskjed umiddelbart til avdelingsleder eller dennes stedfortreder om du oppdager feil/skade ved masken før eller etter bruk. Ikke bruk en maske du finner feil /skade på.

Generelt:



Tittel: PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold
Dokumenteier: Fagsjef PRO
Prosess(er): Produsere og levere egentilvirkede legemidler

Dok.ID: SAVHF-143-1266

Gjelder fra: 01.03.2017

- Ved bruk i renrom, skal masken tas på før du går inn i renrommet. Følg vanlig innslusingsprosedyre videre
- Det finnes tre størrelser av masken, finn den som passer deg best før du går inn i rommet
- Ta på masken før du begynner å bruke noen desinfeksjonsmidler, slik at nesene ikke blir vant med noe lukt
- ABEK 1 –filter skal brukes
- Ta av filterbeskyttelse og legg dem i lynlåsposen.

Tilpasning av masken før du tar den på:

- Vask hendene før du tar i masken
- Alle 4 stroppene løses helt ut.
- Deretter plasseres hodestroppen bak hodet og masken trekkes over ansiktet
- Trekk i de fire endene for å justere strammingen.
- Begynn med de nedre stroppene og fortsett med de øvre stroppene.
- Stroppene må ikke strammes for mye





Tittel: PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold
Dokumenteier: Fagsjef PRO
Prosess(er): Produsere og levere egentilvirkede legemidler

Dok.ID: SAVHF-143-1266

Gjelder fra: 01.03.2017



Tilpasning/lekkasjetest:

- Legg håndflaten mot utådningsventilens deksel og pust forsiktig ut
- Dersom maskekroppen buler noe ut og det ikke oppdages lekkasje, har du oppnådd tilfredsstillende tilpasning
- Hvis du oppdager lekkasje, må du flytte maskekroppen eller justere starmmingen av stroppene for å fjerne lekkasjen.
- Gjenta tilpasningstesten som angitt ovenfor
- Dersom du ikke oppnår korrekt tilpasning, må arbeid som krever maske ikke utføres
- Kontakt i så tilfelle avdelingsleder

Når masken er på:

Dersom du kjenner gjennomslag (for eksempel lukt) kan dette være en indikasjon på at filteret ikke lenger fungerer. Avslutt arbeidet, forlat rommet og foreta først en tilpasning. Dersom tilpasningen ikke gir positivt resultat, skift filter. Ta da på masken på nytt og følg prosedyre for å ta på maske. Forlat det forurensede rommet hvis du får pusteproblemer eller merker svimmelhet/ubehag

Når du tar av masken:

Ta masken av når du har forlatt rommet der kjemikaliene har vært i bruk:

- Sett på filterbeskyttelse på filtrene.
- Vreng strikken foran visiret se bilde under. Dette for at det lettere å ta den på og for at ikke strikken skal hekte seg opp i noe.
- Masken tørkes av sprit eller engangsservietter med isopropanol etter bruk
- Masken legges i lynlåsposen når den er tørr.



Tittel: PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold
Dokumenteier: Fagsjef PRO
Prosess(er): Produsere og levere egentilvirkede legemidler

Dok.ID: SAVHF-143-1266

Gjelder fra: 01.03.2017

Bilde viser hvordan masken skal ligge i lynlåsposen.



5.2 Skifte filter:

- Filteret vris ca. 60 grader mot klokka.
- Deretter tas filteret av og kastes i vanlig avfall.
- Nytt filter tas ut av pakken, setter på likt som man tok det andre av og vris tilbake ca 60 grader med klokka.
- Noter dato for når nytt filter tas i bruk på siden av begge filter.
- Skift alltid begge filter samtidig.

5.3 Vedlikehold

Maskene skal kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til produsentens krav for å sikre optimal ytelse og beskyttelse for brukeren. Se produktdatablad (se referanse).

Vedlikehold er anbefalt en gang i året eller ved behov:

- Demonter og fjern filtrene, innermasken, senterhuset, visiret, hodestropper og ansiktstetningen .



Tittel: PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold
Dokumenteier: Fagsjef PRO
Prosess(er): Produsere og levere egentilvirkede legemidler

Dok.ID: SAVHF-143-1266

Gjelder fra: 01.03.2017

- Vask og desinfiser masken (NB! Ikke filter!) ved å bruke sprit eller engansservietter med isopropanol. Masken kan også vaskes med vann og mild såpe. Bruk myk børste. Temperaturen på vannet må ikke være høyere enn 50 °C.
- Skyll masken i rent, varmt vann
- Masken lufttørkes
- Vedlikehold av masken loggføres på skjema for filterbytte

Manglende kontroll og vedlikehold vil kunne føre til at graden av beskyttelse blir redusert og dårlig vedlikehold vil også kunne redusere levetiden for utstyret.

6 Referanser

- 3M filterguide
- 3M 6000 Series Filters, datablad
- Arbeidstilsynet: «Orientering om åndedrettsvern», 2007

7 Utskrifter forefinnes